

 Laboratoire de Biologie Médicale	SUIVI BIOLOGIQUE DES TRAITEMENTS EN HEMOSTASE	QUAL-COS-092	Version : 006
		Date d'application : 10/01/2020	
		Page 1 sur 2	

1- Les traitements anticoagulants :

Les Héparines	Appellation(s)/DCI	Test(s) approprié(s)	Code
Héparines non fractionnées (HNF)	Héparine standard IVPSE Calciparine	Activité anti-Xa HNF Calciparine sc, le dosage se fait à mi-temps entre 2 injections (4-6h après injection)	129 ou HEPAR
Héparines de bas poids moléculaire (HBPM)	Lovenox ® Innohep ® Fragmine ® Fraxiparine	Activité anti-Xa HBPM les posologies sont adaptées au poids et le contrôle biologique n'est nécessaire que pour gérer le risque hémorragique dans certaines situations cliniques, par exemple chez les patients âgés et/ou insuffisants rénaux, les traitements de longue durée. Le dosage se fait (3-4 heures après l'injection sous-cutanée)	130 ou HBPM

Les Héparines like	Appellation(s)/DCI	Test(s) approprié(s)	Code
Orgaran ®	Danaparoïde	Activité anti-Xa Orgaran Pour l'Orgaran en sous-cutané, le dosage se fait à mi-temps entre 2 injections	128 ou ORGAR
Arixtra ®	Fondaparinux	Activité anti-Xa Arixtra NON disponible au laboratoire	

Les AVK	Appellation(s)/DCI	Test(s) approprié(s)	Code
Previscan ® Sintrom ® Warfarine ®	Fluindione Acénocoumarol Coumadine	INR	109

Attention : seule la version électronique disponible sur Ennov fait foi.

 Laboratoire de Biologie Médicale	SUIVI BIOLOGIQUE DES TRAITEMENTS EN HEMOSTASE	QUAL-COS-092	Version : 006
		Date d'application : 10/01/2020	
		Page 2 sur 2	

Les nouveaux anticoagulants oraux	Appellation(s)/DCI	Test(s) approprié(s)
Pradaxa ®	Dabigatran	Aucun suivi recommandé en routine Le contrôle biologique n'est nécessaire que pour gérer le risque hémorragique dans certaines situations cliniques. Il se fait uniquement après accord du biologiste TT (Temps de Thrombine) RIVAR ELIQ
Xarelto ®	Rivaroxaban	
Eliquis ®	Apixaban	

2- Les traitements anti-agrégants plaquettaires :

	Appellation(s)/DCI	Test(s) approprié(s)
Kardégic ® Plavix ® Effient ®	Aspirine Clopidogrel Prasugrel	Aucun suivi recommandé en hémostase

3- Les fibrinolytiques :

	Appellation(s)/DCI	Test(s) approprié(s)
Actilyse ® Rapily sine ® Metalyse ®	t-PA Reteplase Tenecteplase	Aucun suivi recommandé en hémostase

Attention : seule la version électronique disponible sur Ennov fait foi.