

|                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <br>CENTRE HOSPITALIER<br>INTERCOMMUNAL<br>CASTRES-MAZAMET | <b>SEUILS DE DETECTION DES<br/>MOLECULES DEPISTÉES LORS D'UNE<br/>RECHERCHE DE TOXIQUES<br/>URINAIRES</b> | QUAL-FTH-746                    | Version : 001 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | Date d'application : 22/11/2023 |               |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | Page 1 sur 3                    |               |
| Laboratoire de<br>Biologie Médicale                                                                                                        |                                                                                                           |                                 |               |

| Test                             | Composé                                  | Concentration (ng/ml) |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AMPHETAMINES<br/>(AMP)</b>    | d-Amphétamine                            | 1 000                 |
|                                  | d,l-Amphétamine                          | 3 000                 |
|                                  | l-Amphétamine                            | 50 000                |
|                                  | MDA: d,l-3,4-Méthylène-dioxy-amphétamine | 2 000                 |
|                                  | Phentermine                              | 3 000                 |
| Test                             | Composé                                  | Concentration (ng/ml) |
| <b>BARBITURIQUES<br/>(BAR)</b>   | Sécobarbital                             | 300                   |
|                                  | Alphénal                                 | 150                   |
|                                  | Amobarbital                              | 300                   |
|                                  | Aprobarbital                             | 200                   |
|                                  | Butabarbital                             | 75                    |
|                                  | Butalbital                               | 2 500                 |
|                                  | Butethal                                 | 100                   |
|                                  | Cyclopentobarbital                       | 600                   |
|                                  | Pentobarbital                            | 300                   |
|                                  | Phénobarbital                            | 100                   |
| Test                             | Composé                                  | Concentration (ng/ml) |
| <b>BENZODIAZEPINES<br/>(BZO)</b> | Oxazépam                                 | 300                   |
|                                  | Alprazolam                               | 196                   |
|                                  | Bromazépam                               | 1 562                 |
|                                  | Chlordiazépoxide                         | 1 562                 |
|                                  | Clobazam                                 | 98                    |
|                                  | Clonazépam                               | 781                   |
|                                  | Clorazépate                              | 195                   |
|                                  | Délorazépam                              | 1 562                 |
|                                  | Désalkylflurazépam                       | 390                   |
|                                  | Diazépam                                 | 195                   |
|                                  | Estazolam                                | 2 500                 |
|                                  | Flunitrazépam                            | 390                   |
|                                  | α-Hydroxyalprazolam                      | 1 262                 |
|                                  | d,l-Lorazépam                            | 1 562                 |
|                                  | RS-Lorazépam-glucuronide                 | 156                   |
|                                  | Midazolam                                | 12 500                |
|                                  | Nitrazépam                               | 98                    |
|                                  | Norchlordiazépoxide                      | 195                   |
|                                  | Nordiazépam                              | 390                   |
|                                  | Témazépam                                | 98                    |
|                                  | Triazolam                                | 2 500                 |
| Test                             | Composé                                  | Concentration (ng/ml) |
| <b>BUPRENORPHINE<br/>(BUP)</b>   | Buprénorphine                            | 10                    |
|                                  | Buprénorphine 3-D-glucuronide            | 15                    |
|                                  | Norbuprénorphine                         | 20                    |
|                                  | Norbuprénorphine 3-D-glucuronide         | 200                   |

**Attention : seule la version électronique disponible sur Ennov fait foi.**

|                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <br>CENTRE HOSPITALIER<br>INTERCOMMUNAL<br>CASTRES-MAZAMET | <b>SEUILS DE DETECTION DES<br/>MOLECULES DEPISTÉES LORS D'UNE<br/>RECHERCHE DE TOXIQUES<br/>URINAIRES</b> | QUAL-FTH-746                    | Version : 001 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | Date d'application : 22/11/2023 |               |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | Page 2 sur 3                    |               |

| Test                                | Composé                                       | Concentration (ng/ml) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>COCAINE<br/>(COC)</b>            | Benzoylecgonine                               | 300                   |
|                                     | Cocaïne                                       | 780                   |
|                                     | Cocaéthylène                                  | 12 500                |
|                                     | Ecgonine                                      | 32 000                |
| Test                                | Composé                                       | Concentration (ng/ml) |
| <b>METHADONE<br/>(MTD)</b>          | Méthadone                                     | 300                   |
|                                     | Doxylamine                                    | 50 000                |
| Test                                | Composé                                       | Concentration (ng/ml) |
| <b>METHAMPHETAMINE<br/>(MET)</b>    | d-Méthamphétamine                             | 1 000                 |
|                                     | p-Hydroxyméthamphétamine                      | 30 000                |
|                                     | Méphentermine                                 | 50 000                |
|                                     | l-Méthamphétamine                             | 8 000                 |
|                                     | MDMA: d,l-3,4-Méthylène-dioxy-méthamphétamine | 2 000                 |
| Test                                | Composé                                       | Concentration (ng/ml) |
| <b>MDMA / Ecstasy<br/>(MDMA)</b>    | MDMA: d,l-3,4-Méthylène-dioxy-méthamphétamine | 500                   |
|                                     | MDA: d,l-3,4-Méthylène-dioxy-amphétamine      | 3 000                 |
|                                     | MDEA: 3,4-Méthylène-dioxy-éthylamphétamine    | 300                   |
| Test                                | Composé                                       | Concentration (ng/ml) |
| <b>MORPHINE / OPIACES<br/>(MOP)</b> | Morphine                                      | 300                   |
|                                     | Codéine                                       | 300                   |
|                                     | Ethylmorphine                                 | 6 250                 |
|                                     | Hydrocodone                                   | 50 000                |
|                                     | Hydromorphone                                 | 3 125                 |
|                                     | Lévorphanol                                   | 1 500                 |
|                                     | 6-Monoacétylmorphine (6-MAM)                  | 400                   |
|                                     | Morphine 3-β-D-glucuronide                    | 1 000                 |
|                                     | Norcodéine                                    | 6 250                 |
|                                     | Normorphine                                   | 100 000               |
|                                     | Oxycodone                                     | 30 000                |
|                                     | Oxymorphone                                   | 100 000               |
|                                     | Procaïne                                      | 15 000                |
|                                     | Thébaïne                                      | 6 250                 |
| Test                                | Composé                                       | Concentration (ng/ml) |
| <b>THC / Cannabis</b>               | 11-nor-δ <sup>9</sup> -THC-9 COOH             | 50                    |
|                                     | Cannabinol                                    | 20 000                |
|                                     | 11-nor-δ <sup>8</sup> -THC-9 COOH             | 30                    |
|                                     | δ <sup>8</sup> -THC                           | 15 000                |
|                                     | δ <sup>9</sup> -THC                           | 15 000                |

**Attention : seule la version électronique disponible sur Ennov fait foi.**

|                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <br>CENTRE HOSPITALIER<br>INTERCOMMUNAL<br>CASTRES-MAZAMET | <b>SEUILS DE DETECTION DES<br/>MOLECULES DEPISTÉES LORS D'UNE<br/>RECHERCHE DE TOXIQUES<br/>URINAIRES</b> | QUAL-FTH-746                    | Version : 001 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | Date d'application : 22/11/2023 |               |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | Page 3 sur 3                    |               |

| Test                  | Composé        | Concentration (ng/ml) |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| TRICYCLIQUES<br>(TCA) | Nortriptylline | 1 000                 |
|                       | Amitriptylline | 1 500                 |
|                       | Clomipramine   | 12 500                |
|                       | Désipramine    | 200                   |
|                       | Doxépine       | 2 000                 |
|                       | Imipramine     | 400                   |
|                       | Maprotiline    | 2 000                 |
|                       | Nordoxépine    | 1 000                 |
|                       | Promazine      | 1 500                 |
|                       | Prométhazine   | 25 000                |
|                       | Trimipramine   | 3 000                 |

Source : [QUAL-DE-1557](#)

**Attention : seule la version électronique disponible sur Ennov fait foi.**