

 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTRES-MAZAMET	LISTE DU MATERIEL POUR UN PRELEVEMENT DE MOELLE OSSEUSE POUR UN MYELOGRAMME	QUAL-FTH-509	Version : 001
		Date d'application : 05/02/2020	
Laboratoire de Biologie Médicale		Page 1 sur 1	

- 1 Champ stérile non troué
- 1 Paire de gants stériles N°6.5
- 1 Flacon de XYLOCAINE® injectable à 1%
- 4 Paquets de 5 compresses stériles
- 2 Seringues de 20 ml LUER non vissables
- 1 Seringues de 10 ml LUER non vissable
- 1 Trocart Monoject Sterna!-Iliac Aspiration Needle (Ref : 88812451,64)
- 1 Aiguille IM longue
- 1 Aiguille Sous/Cutanée
- 1 Pansement 5cm/ 7cm (type europlaie/ cosmopore)
- 1 Morceau d'elastoplast (t 15 cm)
- 5 boites de 2 lames
- 1 Tube violet EDTA
- 1 Tube vert Lithium Hépariné (bouchon vert foncé)
- 1 Poche Kangourou
- 1 Bon vert (C) de laboratoire ou bon de prescription informatisée
- 1 Sac de déchets
- 1 Sac Dasri